



**КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА
«СПЕЦМЕДЗАЩИТА»**

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»
ИНН 1624011968 196006, СПб, вн.тер.г.муниципальный округ
Московская застава, ул. Коли Томчака д.28 Лит Ц, оф. 717, помещ. 1-Н

Халат медицинский процедурный одноразовый «СпецМедЗащита». Мод. ХБЛР140-54/56-25

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19735 от 03 марта 2023 года
Произведено в соответствии ТУ 32.50.50-032-64015714-2022
Нестерильно

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Халат предназначен для ношения работниками здравоохранения и пациентами, обеспечивают предотвращения заноса инфекции в медицинские учреждения с загрязненной одежды, переноса, например, микроорганизмов или жидкостей тела и возможностью последующего распространения инфекции воздушно-пылевым путем. Использование халатов медицинских обеспечивает гигиеничность выполнения медицинских манипуляций и чистоту в учреждении в целом.

Халат используется во время процедур осмотра пациентов.

Халат рекомендуется для применения в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Халат медицинский процедурный одноразовый «СпецМедЗащита». Мод. ХБЛР140-54/56-25 произведен в соответствии с ТУ 32.50.50-032-64015714-2022 из нетканого материала Спанбонд (100% полипропилен). Размер готового изделия: 54/56. Длина, см: $140 \pm 7,0$. Ширина, см: $75 \pm 3,0$. Цвет: белый. Поверхностная плотность нетканого материала должна быть: Спанбонд ($25 \pm 7,0$) г/м². Застежка: на липучке. Рукав: резинка.

Халат не должен иметь дефектов: пятен, разрывов, посторонних включений. Халат медицинский должен иметь ровные края, без перекосов и деформаций.

Халат после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должно входить:

- Халат одного типоразмера в потребительской упаковке, в количестве 1 шт., 10 шт., 25 шт..
- Инструкция по применению - 1 шт. на коробку.
- Этикетка - 1 шт. на упаковку.



**КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА
«СПЕЦМЕДЗАЩИТА»**

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»
ИНН 1624011968 196006,СПБ, вн.тер.г.муниципальный округ
Московская застава,ул.Коли Томчака д.28 Лит Ц,оф.717,помещ.1-Н

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150 для условий хранения 1 по ГОСТ 15150, но для температуры от минус 10 °С до плюс 40 °С.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150 по группе 1, но для температуры от минус 10 °С до плюс 40 °С.

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Начальник отдела качества

Кораблева О.О.

