



**Шапочка медицинская, одноразовая, из нетканого материала  
типа «Шарлотта» по ТУ 13.95.10-003-64015714-2018**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8679 от 07 июля 2022 года  
Произведено в соответствии ТУ 13.95.10-003-64015714-2018  
Нестерильно

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Шапочка предназначена для покрытия головы медицинского персонала или пациента для исключения распространения волос и мелких инородных частиц.

Область применения – медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

**СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ И МАТЕРИАЛЕ**

Изделие представляет собой шапочку, изготовленную из нетканого материала (100% полипропилен) марки СМС поверхностной плотностью 10, 17, 24, г/м<sup>2</sup> с резинкой (или 2 резинками) закреплённой сварным швом шириной (3-1) мм. Масса не более 6,0г.

Основные характеристики материала должны соответствовать данным таблицы 1.

Таблица 1

Наименование изделия	Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	Разрывная нагрузка, кгс. не менее			
		в сухом состоянии		во влажном состоянии	
		в продольном направлении	в поперечном направлении	в продольном направлении	в поперечном направлении
1	2	3	4	5	6
1. Нетканый материал	10±3	1,1	0,5	1,0	0,4
	17±3	2,5	1,5	2,2	1,4
	24±4	3,0	1,6	2,8	1,5

Цвет шапочки должен быть синего, желтого, оранжевого, розового, красного, фиолетового, зеленого, чёрного, голубого, белого цветов.

Поверхности шапочки не должны иметь механических повреждений, разрывов, нарушений структуры нетканого материала.


Шапочки после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать в соответствии с требованием СанПин 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Основной размер изделия должен соответствовать следующим показателям (рис. 1):


- внешний диаметр — 300±50 мм;
- внутренний диаметр — 110±30 мм;
- общая длина одной резинки без натяжения — 220±40 мм.



схема



шапочка «Шарлотта» в разложенном виде



шапочка «Шарлотта» в сборе



Рис.1. Основные размеры изделия мед. шапочка «Шарлотта»

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должны входить:

- Шапочка (в соответствии с таблицей 1) в количестве по 1 шт., 5 шт., 10 шт., 20 шт., 25 шт., 50 шт., 100шт., и до 3000шт. (с шагом кратным 50 шт.).
- Инструкция 1шт. на транспортную упаковку.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (при температуре 50 °С - минус 50 °С) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 группа 5.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения не менее 2 лет.

Средний срок хранения - не менее 4 лет.

Специалист по качеству  
и сертификации



Скородумова Н.С.