



# РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,  
офис 702, помещ. 1-Н

## Перчатки ELEGREEN полиэтиленовые одноразовые (прозрачные) Стандарт, М.

Произведено в соответствии ТУ 22.29.10-027-33186646-2021

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полиэтиленовые одноразовые перчатки защищают кожу рук от загрязнения, предотвращая появление негативного воздействия на кожу химикатов, растворителей, масел и прочих веществ.

Область применения – в различных областях производства и промышленности в т.ч пищевой, клининговые компании, в учреждениях общественного питания, в медицинских учреждениях (без использования с инструментами и в хирургии), в быту-индустрии, на предприятиях торговли и в быту.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Перчатки полиэтиленовые одноразовые произведены в соответствии с ТУ 22.29.10-027-33186646-2021 из полиэтилена низкого давления. Размер готового изделия, мм: (270±10) x (145±10). Вес одной пары, г.: 0,9±0,5. Перчатки выпускаются бесцветными. Толщина пленки: 6,0±2,0 мкм.

Перчатки должны быть водонепроницаемыми. На поверхности перчаток не должно быть дефектов. Перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук.

Продукция и материалы, используемые при изготовлении изделий, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в



## РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,  
офис 702, помещ. 1-Н

процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Перчатки транспортируют всеми видами транспорта, транспортными средствами, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение изделий, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - по ГОСТ 15846.

Перчатки хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до плюс 25 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранение перчаток в неотапливаемом складском помещении при температуре до минус 30 °C не более 1 месяца.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие перчаток требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

Срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Начальник отдела качества

Кораблева О.О.

