



**САЛФЕТКА ПРЕДИНЪЕКЦИОННАЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ  
С РАСТВОРОМ СПИРТА, ОДНОРАЗОВАЯ  
по ТУ 9393-006-56334457-2008**

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03704 от 05 декабря 2008 года

Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта, одноразовая предназначена для дезинфекции кожи при инъекциях. Салфетки могут быть использованы при оказании первой помощи, в поликлинических и стационарных условиях, в полевых условиях и быту.

Салфетка представляет собой основу из нетканого текстилеподобного материала, пропитанную 70% спиртовым раствором, индивидуально упакованную в пакеты из 3-х слойного комбинированного материала.

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ:**

Салфетки выпускаются следующих типоразмеров:

(65±0,5) x (30±0,5) мм; (65±0,5) x (56±0,5) мм; (60±0,5) x (100±0,5) мм, (65±0,5) x (100±0,5) мм, (80±0,5) x (100±0,5) мм, (125±0,5) x (110±0,5) мм.

По требованию Заказчика салфетки могут выпускаться других типоразмеров.

Для изготовления салфеток должны использоваться следующие материалы:

- нетканый текстилеподобный материал.

Допускается использование других материалов, разрешенных по параметру токсичности для изготовления перевязочных средств.

- водный раствор этилового спирта (70%) по РУ Р N002413/01.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

По качественным параметрам салфетки должны соответствовать показателям, указанным в таблице 1

Таблица 1

| № п/п   | Наименование показателя                            | Величина показателя |
|---------|--|---------------------|
| 1.      | Масса пропиточного состава в салфетке, г, не менее |                     |
|         | Размер, мм   |                     |
|         | 65x30  | 0,5                 |
|         | 65x56  | 0,5                 |
|         | 60x100   | 0,6                 |
|         | 65x100   | 0,6                 |
|         | 80x100   | 0,6                 |
| 125x110 | 0,6  |                     |
| 2.      | Влагопоглощение салфетки, г/г, не менее            | 4,5±1,0             |

Салфетки должны иметь ровно обрезанные края. Деформация и перекосы салфеток не допускаются.

Салфетки должны быть равномерно пропитаны раствором.

Индивидуальная упаковка салфеток должна быть герметичной.

Средний срок годности антисептических салфеток должен быть 5 (пять) лет.

Салфетки в транспортной упаковке должны быть устойчивы к климатическим воздействиям для группы условий хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект поставки должно входить:

- салфетка в индивидуальной упаковке, одного размера -1 шт.
- инструкция по применению - 1 экз. (на коробку)

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Салфетки должны транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80, ГОСТ 15160-69.

Условия транспортирования по группе условий хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15160-69.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие Салфеток при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок годности салфеток – 3 года с момента изготовления.