



**БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ  
по ГОСТ 1172-93**

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05650 от 07 августа 2013 года

Настоящий стандарт распространяется на марлевые медицинские бинты, предназначенные для фиксации и наложения, а также изготовления операционно-перевязочных средств.

Бинты могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ:**

Бинты изготавливают стерильными и нестерильными.

Бинты должны соответствовать размерам, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование бинтов	Длина, м	Ширина, см
Стерильный	2,0±0,1	5,0±0,5; 7,0±0,5; 10,0±0,5
	3,0±0,2	5,0±0,5; 7,0±0,5; 10,0±0,5
	4,0±0,2	5,0±0,5; 7,0±0,5; 10,0±0,5
	5,0±0,2	5,0±0,5; 7,0±0,5; 10,0±0,5
	7,0±0,3	14,0±1,0
	10,0±0,4	16,0±1,0
Нестерильный	2,0±0,1	3,0±0,5; 5,0±0,5; 7,0±0,5; 8,5±0,5; 10,0±0,5
	3,0±0,2	3,0±0,5; 5,0±0,5; 7,0±0,5; 8,5±0,5; 10,0±0,5
	4,0±0,2	3,0±0,5; 4,0±0,5; 5,0±0,5; 7,0±0,5; 8,5±0,5; 10,0±0,5
	5,0±0,2	3,0±0,5; 4,0±0,5; 5,0±0,5; 7,0±0,5; 8,5±0,5; 10,0±0,5
	7,0±0,3	5,0±0,5; 7,0±0,5; 8,5±0,5; 10,0±0,5; 12,0±0,5; 14,0±0,5
	10,0±0,4	5,0±0,5; 7,0±0,5; 8,5±0,5; 10,0±0,5; 16,0±0,5

Разрывная нагрузка готовых бинтов должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование бинтов	Разрывная нагрузка полоски бинта размером 50x200 мм, не менее	
	Н	кгс
Стерильные из хлопчатобумажной марли	78	8
Нестерильные из хлопчатобумажной марли	88	9
Стерильные из хлопчатобумажной марли с вискозным волокном	59	6
Нестерильные из хлопчатобумажной марли с вискозным волокном	69	7

Допускается по согласованию с потребителем изготавливать бинты из хлопчатобумажной марли с разрывной нагрузкой: стерильные - 59 Н (6 кгс), нестерильные - 69 Н (7 кгс).

Капиллярность готовых бинтов должна быть, см, не менее: для стерильных - 6,5, нестерильных - 7,0.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бинты изготавливают из медицинской отбеленной марли по ГОСТ 9412-93 или, по согласованию с потребителем, другой нормативно-технической документации на медицинскую марлю, рекомендованную в качестве фиксирующих элементов.

Белизна стерильных бинтов должна быть не менее 70%.

Белизна нестерильных бинтов должна быть не менее 80%.

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение изделий – по ГОСТ 7000-80.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие бинтов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения стерильных бинтов - 5 лет с момента их изготовления.